Experiencia 9

SÍNTESIS DE BIS-(TRICARBONIL nº-CICLOPENTADIENILMOLIBDENO)

Introducción:

En los carbonilos metálicos, el ligante CO puede coordinarse a uno, dos o tres centros metálicos en conjunción con la formación de enlaces metal-metal.

Objetivo:

Sintetizar el bis(tricarbonil η⁵-ciclopentadienil molibdeno).

Material:

Matraz de reacción schlenk de 50 mL
Refrigerante con mangueras
Conector
Manta de calentamiento
Agitador magnético
Barra megnética
Reóstato
Kitasato
Buchner
Papel filtro
Vidrio de reloj
Probeta de 10 mL
Línea doble de vacío/gas inerte

Reactivos:

0.5 g de hexacarbonilo de molibdeno
3.3 mL de biciclopentadieno anhidro
35 mL de hexano
10 mL de dictoromatano

Procedimiento:

Utilice un dispositivo como el que se muestra en la figura 9.1. Conecte el matraz a la línea de vacio y permita que el gas nitrógeno fluya al sistema por un minuto. Una vez que el sistema se encuentra en atmósfera inerte, se retira el refrigerante sin suspender la comiente de nitrógeno y se colocan 0.5 g de Mo(CO)₆ y 3.3 mL de biciclopentadieno. Se acopla nuevamente el refrigerante al matraz y se disminuye el flujo de nitrógeno. Se agita y se comienza el calentamiento, se deja en reflujo dos horas, al final de este tiempo se observa un cambio de coloración (amarillo-ámbar-púrpura). Se suspende el calentamiento y se aumenta la corriente de nitrógeno en el sistema. Cuando la mezcla de reacción alcanza la temperatura ambiente, se suspende el flujo de nitrógeno.

Se adicionan 15 mL de hexano para completar la precipitación. El producto de color púrpura que se obtiene, se filtra por medio de vacío y se lava con porciones de 5 mL de hexano, hasta que las aguas de lavado sean incoloras.

Purifique el producto disolviéndolo en la mínima cantidad de diciorometeno. Filtre la disolución y adicione 25 mL de hexano para precipitar el producto; filtrelo y lávelo con dos porciones de 4 mL de hexano.




Figura 9.1. Dispositivo para la sintesis del [ŋ²-C₆H₉Mo(CO)₃]₂.

Cuestionario:

- Escriba las reacciones completas.
- Proponge un mecanismo para le reacción efectuada.
- 3. Calcule el rendimiento de la reacción.
- Proponge una estructura para el (nº-C₂H₆Mo(CO)₃l₂.
- 5. ¿Qué métodos emplearia para caracterizar el producto obtenido?

Referencies:

- P. Powel, Principles of Organomerality Chemistry, 2rd Ed. Chapman and Hall, London (1988).
- K.F. Purcell and J.C. Kots, Inorganic Chemistry, Holt Saunders, Japan (1985).
- G.J. Wilkinson, Am. Chem. Scc., 1954, 75, 209.
- R.G. Hayler, Morg. Chem., 1863. 2, 1031.