Reacciones de los Ciclofosfazenos

Problema

¿El hexaclorociclotrifosfazeno puede reaccionar de manera semejante que los anillos aromáticos orgánicos? ¿Qué tipo de reacción se llevó a cabo?

Material

Matraz de fondo redondo de 50 mL

Canastilla de calentamiento

Pinzas de 3 dedos

Refrigerante

Barras de agitación magnética chica

Vidrio de reloi

Pipeta graduada de 5 mL

Propipeta Embudo Hirsch

Vaso de precipitados de 50 mL Grasa de silicón para las juntas Reóstato Junta con llave Soporte Universal 2 Mangueras látex

Parrilla de agitación magnética

Espátula

Pipeta Pasteur con bulbo de látex

Matraz Kitasato Papel Filtro Línea de Vacío

Arena o fibra de vidrio

Reactivos

Tetrahidrofurano seco (THF)

Bromuro de tetra-n-butilamonio Disolución KOH 3M en etanol Agua destilada Cloruro fosfonitrílico o

hexaclorociclofosfazeno (Cl₂PN)₃

4-nitrofenol Etanol Hielo

Desarrollo Experimental

Síntesis de 4-nitrofenóxido de potasio

Coloque 600 mg (4.31 mmol) de 4-nitrofenol y una barra de agitación magnética en un matraz Erlenmeyer. Adicione 2 mL de etanol absoluto y agite para disolver el sólido. Adicione gota a gota 1.7 mL de una disolución etanólica 3M de KOH a la del 4-nitrofenol mientras agita. En el transcurso de la adición deberán aparecer cristales de color amarillo-naranja. Enfríe el matraz mientras continua agitando en un baño de hielo por 10 minutos. Inmediatamente filtre el producto, lave con dos porciones de 0.5 mL de etanol frío y deje secar. No debe tomar el punto de fusión de esta sal, ya que descompone violentamente produciendo flama.

Reacción del (Cl₂PN)₃ y 4-nitrofenóxido de potasio

Arme el equipo para reflujo y evacue con corriente de N_2 . Coloque 116 mg (0.33 mmol) de hexaclorociclotrifosfazeno, 385 mg (2.17 mmol) de 4-nitrofenóxido de potasio y una barra de agitación magnética. Deje pasar corriente de nitrógeno para evacuar y añada 20 mg de bromuro de tetra-n-butilamonio y 5 mL de THF seco. Lleve a reflujo la mezcla de reacción durante una hora. La disolución puede tener apariencia lechosa en un principio.

Deje enfriar la mezcla de reacción a temperatura ambiente, abra el sistema y vierta el contenido del matraz bola en un vaso de precipitados con 15 mL de una mezcla hielo-agua.

Con ayuda de una pipeta Pasteur termine de bajar el producto lavando varias veces el matraz de reacción con una mezcla agua-hielo, transfiera al vaso con la pipeta. El producto deseado no es soluble en agua, pero el cloruro y el nitrofenóxido de potasio sí lo son. A continuación filtre la suspensión y lave los cristales con tres porciones de agua de 1 mL y 3 porciones de etanol frío, también de 1 mL. Coloque el producto en un vidrio de reloj y seque en la estufa a 90 °C por media hora, determine el punto de fusión del producto.

Obtenga el espectro IR del compuesto obtenido y compare con los espectros de la sal del nitrofenóxido y del (Cl₂PN)₃.

Cuestionario

- 1. Plantee la reacción que se ha llevado al cabo entre el hexaclorociclofosfazeno y el nitrofenóxido de potasio.
- 2. Identifique a qué tipo de reacción pertenece.
- De acuerdo con el esquema anexo de vibraciones en IR observadas para compuestos de fósforo, asigne las posibles vibraciones P-N y P-sustituyente en los espectros del hexaclorociclofosfazeno y el nitrofenóxi-derivado.

	(Cl ₂ PN) ₃	NO ₂ C ₆ H ₄ OK	Producto
en cm ⁻¹			
ν(PN)			
ν(PO)			
$v_s(P-N-P)$			
$v_{as}(P-N-P)$			
vs(PCI)			
$\delta(PCl_2)$			

- 4. ¿Con base en los espectros de IR podría usted decir que ha obtenido el compuesto de la reacción planteada en 1? Explique.
- 5. ¿Qué problemas habría tenido si hubiera empleado una estequiometría de menos de 6 moles de la sal de nitrofenóxido?
- 6. Ilustre todos los isómeros posibles para la sustitución de sólo 4 grupos en el (Cl₂PN)₃.
- 7. Existe controversia sobre la deslocalización del sistema de electrones π en los fosfazenos. Investigue y argumente si existe o no deslocalización y es su caso, explique.
- 8. Investigue alguno de los usos industriales de los polifosfazenos.
- 9. ¿Qué es un heterociclo inorgánico?

Bibliografía:

- ❖ Z. Szafran, R. m. Pike, M. M. Singh, "Microscale Inorganic Chemistry", NY Waveland Press, Inc. 1991, p 193-196.
- ❖ J. Derek Woollins "Inorganic Experiments" NY, VCH press, 1994, p 142.
- ❖ J. E. Huheey, E. A. Keiter y R. L. Keiter, "Química Inorgánica" 4ed. México, Editorial Harla, 1997.
- ❖ Heterociclos inorgánicos: I. Haiduc, D. B. Sowerby, "The Chemistry of Inorganic Homo and Heterocycles Vol I y 2" Londres, Academic Press, 1987, VI p1-4 y VII p423-434.
- ❖ IR: N. B. Colthup, L. H. Daly, S. E. Wiberley, "Introduction to Infrared and Raman Spectroscopy" San Diego, 3ª Ed. Academic Press, 1990.

Hojas de seguridad HSM (MSDS): Se recomienda buscar el número de producto (sigmafacilitar búsqueda aldrich) el CAS para la en páginas web 0 http://www.sigmaaldrich.com/mexico.html que proporciona hojas de seguridad en español de sus productos. Una vez encontrado el reactivo debe ir a la página de este pulsando el número aldrich del mismo y en está página en el costado derecho podrá encontrar la MSDS que busca. Para realizar búsquedas en otra páginas es recomendable buscar primero el número CAS y con este la MSDS para facilitar su búsqueda. Algunas páginas puede http://www.gfschemicals.com/ consultar (ir que son: Search); http://www.mallbaker.com/Default.asp (seleccionar México e ir a msds en Quick links); http://www2.hazard.com/msds/index.php; http://www.msds.com/; http://www.chemexper.com/ (buscar compuesto después msds): http://www.msdsonline.com/ (ir a msds search arriba a la derecha).

Trabajo Previo

- Busque la Hoja de Seguridad del Material (HSM, en inglés MSDS) de <u>reactivos</u>, <u>disolventes y productos</u> (o la información equivalente). <u>Escriba y Estudie cada uno de los apartados para: los peligros, primeros auxilios, acciones por incendios, liberación accidental, manipulación y almacenamiento, protección personal, información toxicológica, información ecológicas, y consideraciones relativas a la eliminación de cada una de las substancias.</u>
- Antecedentes: Investigue sobre Ciclofosfazenos (estructura y propiedades químicas).

Información Anexa

Propiedades físicas de (Cl₂PN)₃ y algunas vibraciones en IR

℃	Pto. Ebullición	Pto. Fusión
(Cl ₂ PN) ₃	256	113

Vibraciones en	(Cl ₂ PN) ₃		
cm ⁻¹	(Cl ₂ PN) ₃ Literatura ¹		
ν(PN)	1212,1205mf		
v _s (P-N-P)	872 m		
$v_{as}(P-N-P)$	611 mf		
v _s (PCI)	530 mf		
$\delta(PCI_2)$	337 m		
J. Emsley, <i>J. Chem, Soc. A</i> , (1970) 109.			

