


## ACIDEZ DE LOS CATIONES METÁLICOS.

(ACM)

Diagrama ecológico para el manejo de residuo



### Recomendaciones:

- 1) Al residuo **D1ACM** se debe verificar el pH y neutralizar hasta  $\text{pH} = 6$  ó  $7$  con HCl o NaOH según sea el caso. La mezcla neutralizada se puede desechar a la tarja.
- 2) Los residuos (**D2ACM**, **D3ACM**, **D4ACM**, **D6ACM**, **D7ACM**, **D8ACM** y **D9ACM**) se someterán a un proceso posterior para su desecho, evita contaminarlos.
- 3) El residuo **D5ACM** se neutralizará y recuperará el sólido formado por filtración. El sólido se someterá a un proceso para utilizarlo nuevamente en el laboratorio. Evita contaminarlo.

Elaboró Dr. Víctor Manuel Ugalde  
Daniela González Ramírez